

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zc3H12D Pour Wb, If/Icc, Elisa - A2A288

Numéro d'article: CM0021380

Introduction

Anticorps polyclonal ZC3H12D validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible une ribonucléase probable et un suppresseur de tumeur, ~58 kDa. Convient pour la recherche sur le cancer et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZC3H12D Lapin pAb
Remarques/Alias	TFL; p34; MCP1P4; C6orf95; dj281H8.1; ZC3H12D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	340152
GeneID	340152
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-230 de ZC3H12D humain (NP_997243.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	A2A288
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace