

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zcchc10 Pour Elisa - Q8Tbk6

Numéro d'article: CM0020327

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZCCHC10 validé pour ELISA avec réactivité croisée souris. Immunogène recombinant. ZCCHC10 est une protéine contenant un domaine CCHC de doigt de zinc impliquée dans la liaison aux métaux. Convient aux applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZCCHC10 Lapin pAb
Remarques/Alias	ZCCHC10
Espèce	Humain
ID de gène	54819
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de ZCCHC10 humain (NP_001287745.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q8TBK6
Poids moléculaire	21kDa
Expédition	Sac de glace