

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zeb2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60315

Numéro d'article: CM0029518



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ZEB2 (SIP1/ZFH1B), un répresseur transcriptionnel de l'E-cadhérine. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZEB2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SIP1 ; SIP-1 ; ZFH1B ; HSPC082 ; SMADIP1 ; ZEB2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9839
GeneID	9839
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1050-1214 de la protéine ZEB2 humaine (NP_055610.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60315
Poids de la protéine	136 kDa
Expédition	Sac de glace