

Anticorps Polyclonal Anti-Zfand3 Pour Ihc-P Et Elisa - Q9H8U3

Numéro d'article: CM0028052



Introduction

Anticorps polyclonal anti-ZFAND3 (d'origine lapine) dirigé contre la protéine ZFAND3 humaine recombinante (aa 1-227). Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'IHC-P et l'ELISA. UniProt Q9H8U3.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZFAND3 Lapin pAb
Remarques/Alias	TEX27 ; ZFAND3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	60685
GeneID	60685
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-227 de ZFAND3 humaine (NP_068762.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H8U3
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace