

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zfpm2 Pour Wb, Elisa - Q8Ww38

Numéro d'article: CM0027250

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine ZFPM2 (FOG2) humaine. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la régulation transcriptionnelle, la morphogenèse cardiaque et la différenciation gonadique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ZFPM2 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Remarques / Alias    | DIH3, FOG2, SRXY9, ZNF89B, hFOG-2, ZC2HC11B, ZFPM2                                                                                 |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                            |
| ID du gène (Humain)  | 23414                                                                                                                              |
| ID du gène           | 23414                                                                                                                              |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 982-1151 de la ZFPM2 humaine (NP_036214.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                              |
| Applications         | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Réactivité croisée   | Humaine, Souris                                                                                                                    |
| SWISS                | Q8WW38                                                                                                                             |
| Poids de la protéine | 128 kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                       |