

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Zmiz2 Pour Wb Et Elisa - Q8Nf64

Numéro d'article: CM0021803

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZMIZ2, validé pour Western blot et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Utile pour l'étude de la coactivation des récepteurs nucléaires et de la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZMIZ2 pAb lapin
Remarques/Alias	NET27 ; ZIMP7 ; hZIMP7 ; TRAFIP20 ; ZMIZ2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (humain)	83637
Identifiant de gène	83637
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 110 de la protéine ZMIZ2 humaine (NP_001287888)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8Nf64
Poids de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace