

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf124 (Hzf-16) Pour Wb, Elisa - Q15973

Numéro d'article: CM0015554

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZNF124 (HZF-16), adapté au Western blot et à l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF124 pAb de lapin
Remarques/Alias	ZK7 ; HZF16 ; HZF-16 ; ZNF124
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7678
ID du gène	7678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60 à 200 de ZNF124 humain (NP_001284497.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q15973
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Pack de glace