

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf346 Pour Wb Et Elisa - Q9UI40

Numéro d'article: CM0025993



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine ZNF346 humaine (protéine à doigt de zinc JAZ). Convient pour les applications Western blot et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Immunogène de protéine recombinante. Idéal pour la recherche sur la liaison à l'ARN et la fonction nucléolaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF346 Rabbit pAb
Remarques / Alias	JAZ; Zfp346; ZNF346
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23567
GeneID	23567
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-294 de la ZNF346 humaine (NP_036411.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UL40
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sachet de glace