

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf677 Pour Wb Et Elisa - Q86Xu0

Numéro d'article: CM0021594

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ZNF677 humain, adapté aux applications de Western blot et d'ELISA. Réagit également avec le rat. Idéal pour la détection des protéines nucléaires et la recherche sur la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ZNF677 pAb de lapin
Remarques/alias	ZNF677
Espèce	Humain
GeneID (humain)	342926
GeneID	342926
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 200 de ZNF677 humain (NP_872415.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q86XU0
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac réfrigérant