

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf683 Pour Wb, Elisa - Q8Iz20

Numéro d'article: CM0027090

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine ZNF683 (Hobit) humaine pour Western blot et ELISA. Masse moléculaire prédite de 57 kDa. Convient à l'étude de la biologie des lymphocytes résidant dans les tissus et de la rétention des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF683 pAb de lapin
Remarques / Alias	Hobit, ZNF683
Espèce cible	Humain
Identifiant génique (humain)	257101
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 420-524 de la ZNF683 humaine (NP_001294854.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q8IZ20
Masse moléculaire de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace