

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Znf711 Pour Wb, Elisa - Q9Y462

Numéro d'article: CM0020804



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ZNF711 validé pour la WB et l'ELISA. Cible la protéine humaine ZNF711 (ZNF6, CMPX1), un régulateur transcriptionnel essentiel au développement cérébral. Idéal pour la recherche en neurosciences et le développement diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ZNF711 pAb de lapin
Remarques/Alias	ZNF4; ZNF5; ZNF6; CMPX1; MRX65; MRX97; XLID97; Zfp711; dj75N13.1; ZNF711
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7552
GeneID	7552
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la protéine humaine ZNF711 (NP_001317503.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9Y462
Poids moléculaire de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace