


Aromatase (Cyp19A1) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11511

Numéro d'article: CM0015257



Introduction

Validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA, cet anticorps polyclonal de lapin cible l'Aromatase humaine (CYP19A1), une enzyme clé dans la biosynthèse des œstrogènes. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour la recherche sur les cancers hormono-dépendants et la biologie de la reproduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Aromatase (CYP19A1)
Remarques/Alias	ARO ; ARO1 ; CPV1 ; CYAR ; CYP19 ; CYPXIX ; P-450AROM ; Aromatase (CYP19A1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1588
GeneID	1588
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 de l'Aromatase humaine (CYP19A1) (NP_000094.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P11511
Poids moléculaire de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace