

Anticorps Polyclonal De Lapin Asb17 Pour Wb Et Elisa - Q8Wxj9

Numéro d'article: CM0024179

Introduction

Anti-ASB17, un anticorps polyclonal de lapin validé pour les applications WB et ELISA, avec réactivité croisée pour l'Humain, la Souris et le Rat. Convient pour la recherche sur la voie ubiquitine-protéasome dans les testicules.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASB17 pAb de lapin
Remarques/Alias	Asb-17 ; ASB17
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	127247
GeneID	127247
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-130 de l'ASB17 humain (NP_543144.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WXJ9
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace