

Pab Lapin Anti-Histone H3-R26 Diméthyl-Asymétrique (Q16695 / P68431) Pour Wb, If/Icc, Elisa

Numéro d'article: CM0000305



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'histone H3 diméthylée de manière asymétrique sur R26 (Q16695/P68431), adapté pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Validé chez l'Humain, la Souris, le Rat et d'autres espèces à large spectre prédit. Idéal pour les études sur la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-Histone H3-R26 DiMéthyl-Asymétrique
Remarques/Alias	H3/j ; H3C1 ; H3C2 ; H3C3 ; H3C4 ; H3C6 ; H3C7 ; H3C8 ; H3FJ ; H3C10 ; H3C11 ; HIST1H3J ; Histone H3-R26 DiMéthyl-Asymétrique
Espèce	Humain
GeneID (humain)	H3
GeneID	8290/8350
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Méthylés
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids protéique	15 kDa
Expédition	Sac de glace