


Anticorps Monoclonal De Lapin Atr Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13535

Numéro d'article: CM0005019



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ATR validé pour WB, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains. Cible la sérine/thréonine-protéine kinase ATR, un régulateur critique du point de contrôle des dommages à l'ADN. UniProt Q13535.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATR Rabbit mAb
Remarques/Alias	FRP1, MEC1, SCKL, FCTCS, SCKL1, ATR
Espèce	Humain
GeneID	545
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-500 de l'ATR humain (NP_001175.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q13535
Poids de la protéine	301kDa
Expédition	Sac de glace