

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bgat Pour Wb Et Elisa - P16442

Numéro d'article: CM0009225



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-BGAT validé pour la WB et l'ELISA, réagissant avec la protéine humaine et ciblant la glycosyltransférase du système de groupe histo-sanguin ABO (P16442). Idéal pour la recherche sur les antigènes des groupes sanguins et le développement de tests DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin anti-BGAT
Remarques/alias	GTB ; NAGAT ; A3GALNT ; A3GALT1 ; BGAT
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	28
GeneID	28
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située parmi les acides aminés 1-100 de la protéine BGAT humaine (P16442).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P16442
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Poche de glace