


Bscl2 Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96G97

Numéro d'article: CM0016638



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre BSCL2 humain (seipine). Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec les antigènes humains, murins et de rat. Idéal pour les études sur la biologie des gouttelettes lipidiques et l'adipogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BSCL2 anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	HMN5; PELD; HMN5C; SPG17; GNG3LG; BSCL2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	26580
GeneID	26580
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 265-363 de BSCL2 humain (NP_116056.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96G97
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac réfrigérant