

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-C-Maf Pour Wb Et Elisa - O75444

Numéro d'article: CM0008176

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-c-Maf validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Cible le facteur de transcription Maf (38 kDa). Idéal pour les recherches sur le développement du cristallin, les cellules Th2 et les oncogènes/suppresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-c-Maf
Remarques/Alias	CCA4 ; AYGRP ; c-MAF ; CTRCT21 ; c-Maf
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4094
GeneID	4094
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 274 et 373 de c-Maf humain (O75444).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O75444
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace