

Anticorps Polyclonal (Pab) De Lapin Anti-Ccl25 Pour Wb, Elisa - O15444

Numéro d'article: CM0019213

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-CCL25 est un anticorps spécifique à la CCL25 humaine, validé pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour l'étude des fonctions des chimiokines exprimées dans le thymus lors du développement des lymphocytes T et des réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-CCL25
Remarques/Alias	TECK; Ckb15; SCYA25; TECKvar; Ck beta-15; CCL25
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6370
GeneID	6370
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-150 de la CCL25 humaine (NP_005615.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15444
Poids de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace