

Anticorps Monoclonaux Rabbit Polymab® Anti-Cd11B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11215 / P05555

Numéro d'article: CM0009373



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le CD11b humain (Intégrine α -M, MAC-1) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur l'immunité innée, l'adhésion cellulaire et la fonction des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD11b Rabbit PolymAb®
Remarques/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3684
ID de Gène	3684/16409
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du CD11b humain (NP_000623.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11215/P05555
Poids Protéique	127kDa
Expédition	Sac de glace