

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd4 Pour Wb, If-P, Elisa - P01730

Numéro d'article: CM0015716



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD4 validé pour WB, IF-P, ELISA sur échantillons humains. Reconnaît la glycoprotéine de surface des cellules T CD4, un corécepteur immunitaire critique et un récepteur du VIH. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD4 Lapin pAb
Remarques/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	920
GeneID	920
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-207 de CD4 (NP_000607.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01730
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace