

Cdc25C Lap Rabbit Pab Pour If/Icc, Elisa - P30307

Numéro d'article: CM0017004



Introduction

L'anticorps polyclonal CDC25C Rabbit pAb est un anticorps validé pour IF/ICC et ELISA, ciblant la phosphatase inductrice de la phase M 3. Convient aux échantillons humains pour la recherche sur le cycle cellulaire et l'oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC25C Rabbit pAb
Remarques/Alias	CDC25; PPP1R60; CDC25C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	995
GeneID	995
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P30307
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace