

Anticorps Monoclonal Lapin Cend1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q8N111

Numéro d'article: CM0012112

Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin CEND1 validé pour WB, IF-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la différenciation neuronale. UniProt Q8N111.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CEND1 Lapin mAb
Remarques/Alias	BM88; CEND1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51286
GeneID	51286
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 70-149 de la protéine CEND1 humaine (NP_057648.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8N111
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace