

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Citrulline-Histone H3 (Citrullination R8) (Q16695/P68431) Pour Wb, Db, Elisa

Numéro d'article: CM0000078



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'Histone H3 citrullinée sur l'arginine 8 (R8). Validé pour le Western blot, le dot blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et d'autres espèces (large spectre prédit). Idéal pour les études épigénétiques et de citrullination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-Citrulline-Histone H3-R8
Remarques/Alias	H3t, H3.4, H3/g, H3FT, H3C16, HIST3H3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogène	Un peptide synthétique citrulliné autour de R8 de l'Histone H3 humaine (NP_003520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps dirigés contre des modifications
Application	WB, DB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Autres (Large spectre prédit)
SWISS	Q16695/P68431
Poids moléculaire de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace