

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Col9A3 Pour Ihc-P Et Elisa - Q14050

Numéro d'article: CM0029381



Introduction

Le COL9A3 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal développé chez le lapin contre un fragment de protéine humaine recombinante COL9A3. Validé pour l'IHC-P et l'ELISA avec une réactivité croisée pour la souris, il soutient la recherche sur le collagène IX dans les tissus cartilagineux et oculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COL9A3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IDD, MED, EDM3, STL6, DJ885L7.4.1, COL9A3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1299
GeneID	1299
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 445-684 de la protéine humaine COL9A3 (NP_001844.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q14050
Poids moléculaire	64 kDa
Expédition	Sac de glace