

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ctcf Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P49711

Numéro d'article: CM0016353



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CTCF validé pour les applications WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA et ChIP. Détecte la CTCF endogène chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les recherches sur la biologie de la chromatine, la régulation des gènes et l'organisation tridimensionnelle du génome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CTCF pAb de lapin
Remarques/Alias	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10664
GeneID	10664
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de la CTCF humaine (NP_006556.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P49711
Poids moléculaire	83 kDa
Expédition	Sac de glace