


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ddx39A Pour Wb Et Elisa - O00148

Numéro d'article: CM0012823



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-DDX39A validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible l'hélicase ARN dépendante de l'ATP impliquée dans l'exportation et l'épissage de l'ARNm. Idéal pour la recherche sur le transport nucléocytoplasmique et le métabolisme de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du Produit	DDX39A Lapin pAb
Remarques/Alias	BAT1; DDXL; BAT1L; DDX39; URH49; DDX39A
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	10212
GenelD	10212
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 178-427 de la DDX39A humaine (NP_005795.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O00148
Poids Protéique	49kDa
Expédition	Sac de glace