


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dgcr8 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q8Wyq5

Numéro d'article: CM0019748



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DGCR8 de haute qualité pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Reconnaît le DGCR8 humain, de souris et de rat (86 kDa), une sous-unité clé du microprocesseur essentielle à la biogenèse des miARN et à la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-DGCR8
Remarques/Alias	Gy1 ; pasha ; DGCRK6 ; C22orf12 ; DGCR8
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	54487
GeneID	54487
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 180-340 du DGCR8 humain (NP_073557.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q8WYQ5
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Poche de glace