


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dimethyl-Eef1A-K55 (P68104/Q05639) Pour Wb Et Elisa

Numéro d'article: CM0000231



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant la lysine 55 diméthylée de l'eEF1A humaine (EEF1A1/EEF1A2, Swiss-Prot P68104/Q05639). Validé pour WB et ELISA, idéal pour la recherche sur les facteurs d'élongation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DiMethyl-eEF1A-K55 Rabbit pAb
GeneID (humain)	1915/1917
Immunogène	Peptide synthétique diméthylé autour de la K55 de l'eEF1A humaine (NP_001393.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps méthylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P68104/Q05639
Expédition	Sac de glace