

Anticorps Polyclonal De Lapin Dtl Pour Wb Et Elisa - Q9Nzj0

Numéro d'article: CM0017440



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DTL validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la DTL de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la régulation du cycle cellulaire, de la réponse aux dommages à l'ADN et des voies d'ubiquitination dans des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DTL Lapin pAb
Remarques/Alias	CDT2; RAMP; DCAF2; L2DTL; DTL
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	51514
ID de gène	51514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 541-730 de la DTL humaine (NP_057532.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9NZJ0
Poids de la protéine	79kDa
Expédition	Sac de glace