


Ebf1 Rabbit Pab Pour Wb, Elisa - Q9Uh73

Numéro d'article: CM0016207



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'EBF1 humain, validé en WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur les lymphocytes B et le développement de tests de DIV, ciblant le facteur de transcription pionnier COE1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EBF1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EBF; COE1; OLF1; O/E-1; EBF1
Espèce	Humain
GeneID	1879
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 591 de l'EBF1 humain (NP_076870.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UH73
Poids moléculaire	64 kDa
Expédition	Sac de glace