

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fgb Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02675

Numéro d'article: CM0015607



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la chaîne bêta du fibrinogène humain (FGB), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'hémostase, la thrombose et la cicatrisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGB pAb de lapin
Remarques/Alias	HEL-S-78p ; FGB
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2244
GeneID	2244
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 111 à 222 du FGB humain (NP_005132.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P02675
Poids moléculaire	56 kDa
Expédition	Sac de glace