

Anticorps Polyclonal De Lapin Fgfr2 Pour Ihc-P Et Elisa - P21802

Numéro d'article: CM0022587



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FGFR2 humain, adapté à l'IHC-P et à l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en biologie du développement, oncologie et troubles squelettiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGFR2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; FGFR2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2263
ID du gène	2263
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21802
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sac de glace