

Anticorps Monoclonal Lapin Fshb Pour If-P, Ihc-P, Elisa - P01225

Numéro d'article: CM0010310



Introduction

Validez l'anticorps monoclonal lapin anti-FSHB pour IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec FSHB humain, souris, rat. Idéal pour la recherche en biologie de la reproduction sur le développement folliculaire et la spermatogenèse, ciblant la sous-unité bêta de l'hormone folliculo-stimulante.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FSHB mAb lapin
Remarques/Alias	HH24
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2488
GeneID	2488
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-116 de la FSH alpha/bêta humaine (NP_000726.1/NP_000501.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01225
Poids moléculaire	15 kDa
Expédition	Sac de glace