

Anticorps Polyclonal De Lapin Fuk Pour Wb Et Elisa - Q8N0W3

Numéro d'article: CM0024549

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la L-fucose kinase humaine (FUK), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Utile pour la recherche sur la voie de récupération du fucose et les études sur les troubles de la glycosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FUK Rabbit pAb
Remarques / Alias	FUK; CDGF2; 1110046B12Rik
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	197258
ID du gène	197258
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 795-1084 de la FUK humaine (NP_659496.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N0W3
Poids de la protéine	118 kDa
Expédition	Sac de glace