

Anticorps Polyclonal De Lapin Fut3 (Fuct-Iii) Pour Wb Et Elisa - P21217

Numéro d'article: CM0016619

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain FUT3 (Fucosyltransferase 3), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur les antigènes du groupe sanguin Lewis et les études sur les glycosyltransférases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FUT3 Lapin pAb
Remarques/Alias	LE ; Les ; FT3B ; CD174 ; FucT-III ; FUT3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2525
GeneID	2525
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'humain FUT3 (NP_000140.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P21217
Poids protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace