

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Gas2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O43903

Numéro d'article: CM0015327

Introduction

GAS2 Rabbit pAb détecte la protéine spécifique de l'arrêt de croissance 2 pour WB, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. L'immunogène recombinant donne une bande de 35 kDa. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et l'audition.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GAS2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GAS-2 ; GAS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2620
GeneID	2620
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de la GAS2 humaine (NP_005247.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43903
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace