

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ggt1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P19440

Numéro d'article: CM0022879



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GGT1 humaine (gamma-glutamyltransférase 1), validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Pour les recherches sur le métabolisme du glutathion et les leucotriènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GGT1 pAb de lapin
Remarques/Alias	GGT; GTG; GGTD; CD224; GGT 1; D22S672; D22S732; GGT1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2678
ID du gène	2678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 370-569 de la GGT1 humaine (NP_038265.2 ?)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P19440
Poids de la protéine	61 kDa/39 kDa/24 kDa
Expédition	Sac réfrigérant