

Anticorps Polyclonal De Lapin Gna12 (Pab) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q03113

Numéro d'article: CM0018075



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant GNA12 (sous-unité alpha 12 de la protéine G). Adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Immunogène protéique recombinant. Idéal pour les études de signalisation et du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin GNA12
Remarques / Alias	RMP; gep; NNX3; HG1M1; GNA12
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	2768
GenelD	2768
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 285-381 de GNA12 humain (NP_031379.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03113
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace