

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gprin1 Pour Wb Et Elisa - Q7Z2K8

Numéro d'article: CM0021657

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GPRIN1 de haute qualité adapté aux applications de western blot et ELISA. Réagit avec la protéine GPRIN1 humaine, murine et de rat, impliquée dans la régulation de la croissance des neurites.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-GPRIN1 (pAb)
Remarques/Alias	GRIN1 ; GPRIN1
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	114787
GenelD	114787
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la protéine GPRIN1 humaine (NP_443131.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7Z2K8
Poids moléculaire de la protéine	102 kDa
Expédition	Sac de glace