

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gsr Pour Wb Et Elisa - P00390

Numéro d'article: CM0012886



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la glutathion réductase humaine (GSR) validé pour WB et ELISA, réactif croisé avec la souris. Convient pour l'étude de la biologie redox, du stress oxydatif et des voies de l'anémie hémolytique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSR Lapin pAb
Remarques/Alias	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2936
GeneID	2936
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 273-522 de GSR humaine (NP_000628.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P00390
Poids moléculaire	56kDa
Expédition	Sac de glace