

Gsta4 Lapin Mab Pour Wb, Elisa - O15217

Numéro d'article: CM0005980



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant le GSTA4 humain (GTA4, GSTA4-4), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte une protéine de 26 kDa ; présente une réactivité croisée avec des échantillons humains. Idéal pour étudier la fonction de la glutathion S-transférase A4 et la détoxification du 4-HNE.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GSTA4 Lapin mAb
Remarques/Alias	GTA4 ; GSTA4-4 ; GSTA4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2941
GeneID	2941
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O15217
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace