


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Hbg1/Hbg2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P69892

Numéro d'article: CM0019407



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-HBG1/HBG2 détecte les chaînes gamma de l'hémoglobine fœtale en WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur les hémoglobinopathies et le développement de tests de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-HBG1/HBG2
Remarques/Alias	TNCY ; HBG-T1 ; HBG1/HBG2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3048
GeneID	3048
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de HBG1/HBG2 humain (NP_000175.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P69892
Poids moléculaire	16 kDa
Expédition	Pain de glace