

Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Hif1B/Arnt Pour If/Icc, Elisa - P27540

Numéro d'article: CM0024193



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) contre HIF1 β /ARNT validé pour IF/ICC et ELISA. Détecte l'ARNT humain, de souris et de rat (SWISS: P27540). Idéal pour la recherche sur la réponse à l'hypoxie et la signalisation du récepteur des hydrocarbures aromatiques polycycliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin contre HIF1 β /ARNT
Remarques / Alias	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1 β /ARNT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	405
GeneID	405
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 465-570 de HIF1 β /ARNT humain (NP_001659.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27540
Poids de la protéine	87kDa
Expédition	Sac de glace