

Anticorps Polyclonal De Lapin Hrsp12 Pour Wb, Elisa - P52758

Numéro d'article: CM0026424



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le HRSP12 humain (RIDA), validé pour WB et ELISA. Convient à l'étude du métabolisme des énamines/imines et du clivage de l'ARN dépendant du m6A. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	HRSP12 Lapin pAb
Remarques/Alias	PSP; P14.5; UK114; HRSP12; hp14.5
Espèce	Humain
ID de gène	10247
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-137 du HRSP12 humain (NP_005827.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52758
Poids moléculaire	14kDa
Expédition	Sac de glace