

Anticorps Polyclonal De Lapin Spécifique De La Liaison K63 De Polyubiquitine Pour Applications En Dot Blot Et Elisa

Numéro d'article: CM0000059

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible spécifiquement les protéines polyubiquitinées liées à K63, il est adapté pour le dot blot et l'ELISA. Il présente une réaction croisée prévue avec l'homme, la souris, le rat et de nombreuses autres espèces.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin spécifique de la liaison K63 de polyubiquitine
GeneID (Humain)	7314
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence contenant une protéine polyubiquitinée (liaison K63)
Origine	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Applications	DB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat, Autres (large gamme prévue)
Expédition	Sac de glace