

[Validé Kd] Anti-Acss2 Lapin Polymab® Pour Wb, Elisa - Q9Nr19

Numéro d'article: CM0002540

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ACSS2 validé pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît l'ACSS2 humaine, de souris et de rat. Convient aux études sur le métabolisme cytoplasmique de l'acétyl-CoA, l'autophagie et la tumorigenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	[Validé KD] ACSS2 Lapin PolymAb®
Remarques/Alias	ACS, ACSA, ACAS2, ACECS, AceCS1, dj1161H23.1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55902
GeneID	55902
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'ACSS2 humaine (Q9NR19)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NR19
Poids de la protéine	79 kDa/80 kDa
Expédition	Sac de glace