

[Kd Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Galc Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P54803

Numéro d'article: CM0006996

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre la galactocérébrosidase humaine (GALC), validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Détecte la GALC humaine, murine et de rat (~77 kDa). Idéal pour la recherche sur les maladies de surcharge lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] Anticorps monoclonal de lapin anti-GALC
Remarques/Alias	GALC ; galactocérébrosidase
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2581
GeneID	2581
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-300 de la GALC humaine (NP_000144.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54803
Poids moléculaire de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace