

[Validé Kd] Mab De Lapin Anti-Glucose-6-Phosphate Isomérase Pour Wb, Elisa - P06744

Numéro d'article: CM0010683



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KD ciblant la glucose-6-phosphate isomérase (GPI) humaine. Il est impliqué dans la glycolyse et exerce des fonctions de cytokine AMF et de neuroleukine NLK. Validé pour Western blot (WB) et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] mAb de lapin contre glucose-6-phosphate isomérase
Remarques / Alias	AMF; NLK; PGI; PHI; GNPI; SA36; SA-36; [Validé KD] glucose-6-phosphate isomérase
Espèce	Humain
ID du gène	2821 (Humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de la glucose 6 phosphate isomérase humaine (P06744)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06744
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace