

Anticorps Polyclonal De Lapin Klf17 Pour Wb Et Elisa - Q5Jt82

Numéro d'article: CM0015180

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine KLF17 humaine, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Adapté aux études sur la régulation transcriptionnelle, la transition épithélio-mésenchymateuse et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	KLF17 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ZLF393; ZNF393; Zfp393; KLF17
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	128209
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-389 de la protéine KLF17 humaine (NP_775755.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	Q5JT82
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace